

En çok kullanılan Ultrason Cihazlarına göre DOSYA UZANTI LİSTESİ

Üretici	Uygun Format	Açıklama
GE	KretzFile ".vol" files, or ".v00" to ".vZZ"	Sadece "uncompressed" sıkıştırılmamış olarak kaydedilmiş dosyalar kullanılabilir.
Medison	MVL ".mvl" files	Sadece "uncompressed" sıkıştırılmamış olarak kaydedilmiş dosyalar kullanılabilir.
Samsung	MVL ".mvl" files	Sadece "uncompressed" sıkıştırılmamış olarak kaydedilmiş dosyalar kullanılabilir.
Philips	DICOM	Sadece "uncompressed" sıkıştırılmamış olarak kaydedilmiş dosyalar kullanılabilir.
Hitachi	DICOM	Sadece "uncompressed" sıkıştırılmamış olarak kaydedilmiş dosyalar kullanılabilir.

* Sıralama rastgele yapılmıştır.

* Model numaraları üreticilerin yeni modellerine göre değişiklik gösterebilir.

Dosya formatları üreticilere göre değişiklik göstermektedir. Dosyalar bazen açılmayabilir.
Özellikle Sıkıştırılmamış "uncompressed" olarak kaydedilmelidir.

Bu formatların haricinde tüm *.STL , *.OBJ dosya uzantıları ile çalışılabilir.